

Manutenzione e Assistenza del defibrillatore e/o Vendita DAE NUOVI

Informazioni e preventivi: Tiberio MARCONI 3488215305 t.marconi@biomedical-bio.net Andrea Lombardi 3450436530
a.lombardi@biomedical-bio.net

FAI IN MODO che il tuo defibrillatore sia sempre operativo in caso di necessità SALVARE VITE

La manutenzione fisica annuale conferma il corretto funzionamento del defibrillatore (esclusi i DAE CONNESSI) **è compito e responsabilità del proprietario che deve effettuare regolari controlli visivi** per verificare che il dispositivo sia in efficienza (controllo spie e scadenza piastre) **Ma non sempre questo è sufficiente**

In quanto dispositivi medici di classe IIB (Direttiva 93/42/CEE-Allegato IX), i DAE sono soggetti ad obbligo di mantenimento.

BIOMEDICAL FIRENZE offre assistenza e supporto per tutti i tipi di DEFIBRILLATORI oltre alla VENDITA DI TUTTI I MODELLI DI DAE (di tutte le fasce di prezzo e per ogni esigenza)

Cosa offriamo

- **Manutenzione di tutte le marche e modello di DAE con fornitura di materiali di consumo**
- Opzione contrattuale come il prestito di defibrillatore similare sostitutivo su guasto
- Ripristino del defibrillatore in caso di utilizzo con opzione cambio piastre utilizzate
- Servizio di monitoraggio delle date di scadenza dei consumabili
- Assistenza continuativa telefonica in orario LU-VE 08.00-17.00
- Test funzionale del DAE con verifica ECG e shock test con analizzatore
- Controllo delle scadenze dei consumabili
- Rilascio del verbale di ispezione e della verifica in tempo reale

È importante eseguire una verifica funzionale periodica del defibrillatore?

Sì, non è sufficiente che i consumabili di un defibrillatore siano integri e non scaduti per poter dire che il dispositivo è funzionante. La verifica funzionale periodica con Verifica ECG e Shock test è importante. La differenza tra autotest (quotidiano/settimanale) e verifica periodica con analizzatore da parte di uno specialista, può essere paragonabile alla differenza tra accendere un'automobile oppure accenderla e guidarla per qualche minuto. Finché non lo facciamo non saremo sicuri dell'efficienza di tutti i componenti (freni, cambio, gomme, ecc.). Può succedere, infatti, che un'anomalia si verifichi ad esempio solo al momento dell'erogazione dello shock.

Per informazioni e preventivi: Andrea LOMBARDI 3450436530

Tiberio MARCONI 3488215305